



# Blanks para pilares prefresados Zfx™ GenTek™ Compatible con soportes para abutment

Soportes de abutment Zfx™	Referencia
Soporte de blanks para pilares prefresados Zfx™, estándar <sup>1</sup>	ZFX02PMSH
Soporte de blanks para pilares prefresados Zfx™, Multi-Blank para Zfx™ Inhouse5x	ZFX02002069
Adaptador para soportes de blanks para pilares prefresados Zfx™ de cerámica de vidrio <sup>2</sup>	ZFX02PMA

Soportes de abutment Medentika® PreFace® <sup>3</sup>	Referencia
Soporte abutment PreFace® para Datron D5	
Soporte abutment PreFace® para Dental Concept Systems DC1, DC5	
Soporte abutment PreFace® para Dental Concept Systems DC5	
Soporte abutment PreFace® para imes-icore 140i	
Soporte abutment PreFace® para imes-icore 350i, 450i, 550i, 650i, 850i	
Soporte abutment PreFace® para imes-icore 750i	
Soporte abutment PreFace® para MB Maschinen Cobra Mill 5A1, 5M	
Soporte abutment PreFace® para Primacon PFM 24 mediMill	
Soporte abutment PreFace® para R + K Organical Multi5X, 5XT-M, Desktop 8	
Soporte abutment PreFace® para Röders RXD	
Soporte abutment PreFace® para Sirona inLab MC X5	
Soporte abutment PreFace® para VHF N4	
Soporte abutment PreFace® para VHF S2	
Soporte abutment PreFace® para Wissner Gamma 202	

Los soportes de abutment PreFace® deben ser pedidos directamente al fabricante de la máquina.

<sup>1</sup> El soporte de blanks para pilares prefresados Zfx™ estándar se puede usar en todas las fresadoras compatibles con soportes de discos estándar de 98 mm de diámetro y 10 mm de altura.

<sup>2</sup> El adaptador de blanks para pilares prefresados Zfx™ se puede utilizar en todos los sistemas de fijación capaces de sujetar una conexión de 10 x 10 mm.

<sup>3</sup> Los blanks para pilares pre-fresados Zfx™ GenTek™ pueden ser fresados por cualquier máquina que este equipada con un soporte de abutment Medentika®. Esta lista no es una lista completa de todas las máquinas de fresar compatibles