




GenTek™ Friction-Fit Abziehinstrument

Zum
einfachen Lösen
der Friction-Fit
Verbindung
zwischen Implantat
und Abutment!



GenTek™ Friction-Fit Abziehinstrument



Das GenTek™ Abziehinstrument wird verwendet, um ein einteiliges (einrastendes) vollständig sitzendes Friction-Fit-Abutment nach dem Entfernen der Abutmentschraube vom entsprechenden Zimmer Biomet Dental Implantat zu lösen / demontieren.

MERKMALE & VORTEILE

- Ermöglicht das einfache Entfernen eines Friction-Fit-Abutments wenn es vollständig im Implantat sitzt
- Das Demontagewerkzeug ist für hohe Restaurationen geeignet
- Spezielles Werkzeug für Implantatsysteme mit schmaler Plattform (z. B. Eztetic) und Standard-Plattform (z. B. TSV/TM)




Abziehinstrument – Schmale Plattform ¹	Abziehinstrument – Standard-Plattform ¹
Eztetic®	TSV® / TM™
ZFX02-RTNP	ZFX02-RTSP

¹Die Werkzeuge sind zur einfachen Identifizierung gekennzeichnet: NP = Schmale Plattform, SP = Standard-Plattform



Sechskantschlüssel	
kurz, mit GemLock®-Haltefunktion 1,25 mmD, 22 mm (L)	lang, mit GemLock®-Haltefunktion, 1,25 mmD, 30 mm (L)
HXGR1.25	HXLGR1.25

Max. Höhe der Restaurationen für jedes Werkzeug:



Originale Artikel von Zimmer Biomet Dental können Sie
bestellen unter zb.bestellung@zimmerbiomet.com

Zimmer Dental Deutschland GmbH

Wilhelm-Wagenfeld-Str. 28
D-80807 München
Tel: +49-(0)800-101-64-20
Fax: +49-(0)800-313-11-11
www.zimmerbiometdental.de

Zimmer Dental GmbH

Zweigniederlassung Österreich
Grossmarktstrasse 7a • A-1230 Wien
Tel: +43-(0)8000-700-17
Fax: +43-(0)8000-700-18
www.zimmerbiometdental.at

Biomet 3i Schweiz GmbH

Grüzelfeldstrasse 41
CH-8404 Winterthur
Tel: +41-(0)800-24-66-38
Fax: +41-(0)800-24-66-39
www.zimmerbiometdental.ch

Zfx GmbH

Kopernikusstraße 15
D-85221 Dachau
Tel.: +49 81 31 33 244 - 0
Fax: +49 81 31 33 244 - 10
www.zfx-dental.com