




Instruments d'extraction de pilier à friction GenTek™

**Pour
désengager
facilement**
la connexion
par friction entre
l'implant
et le pilier !



Instruments d'extraction de pilier à friction GenTek™



L'instrument d'extraction de pilier GenTek™ est utilisé pour démonter un pilier monobloc totalement verrouillé par friction dans l'implant dentaire Zimmer Biomet correspondant lors du retrait de la vis de pilier.

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES

- Facilite le retrait d'un pilier à friction lorsqu'il est entièrement inséré dans l'implant
- La conception de l'instrument d'extraction permet de s'adapter aux restaurations hautes
- Instrument spécifique pour les systèmes d'implants à plate-forme étroite (Eztetic) et à plate-forme standard (TSV/TM)



Instrument d'extraction pour plate-forme étroite ¹	Instrument d'extraction pour plate-forme standard ¹
Eztetic®	TSV® / TM™
ZFX02-RTNP	ZFX02-RTSP

¹ Les instruments possèdent un marquage au laser respectivement (NP) pour plate-forme étroite et (SP) pour plate-forme standard permettant de les identifier facilement.



Tournevis hexagonal	
Tournevis rétentif Gemlock court D1.25mm, L22mm	Tournevis rétentif Gemlock long D1.25mm, L30mm
HXGR1.25	HXLGR1.25

Hauteur maximum des restaurations pour chaque instrument :

Tournevis hexagonal HXGR1.25		Tournevis hexagonal HXLGR1.25	
Eztetic	TSV / TM	Eztetic	TSV / TM

Pour commander des composants d'origine

Zimmer Biomet Dental, appelez le : +33 1 41 05 43 43

Zimmer Dental SAS

19 rue d'Arcueil • 94150 Rungis, France
Tél. +33 1 45 12 35 35 • Fax +33 1 45 60 04 88
ZB.commandes@zimmerbiomet.com
www.zimmerbiometdental.fr

Zfx GmbH

Kopernikusstraße 15 • 85221 Dachau, Allemagne
Tél. +49 81 31 33 244 - 0 • Fax +49 81 31 33 244 - 10
www.zfx-dental.com