

Zfx™ Ästhetik Workshops

NEU

Erfahren Sie in den Zfx™ Ästhetik Workshops alles rund um die Herstellung von ästhetischem Zahnersatz. Experten vermitteln informativ und praxisnah ihr Wissen – vom Designen mittels Zfx™ Model Creator bis hin zum Fräsen und Einfärben mit der Vita Akzent Plus Glaze und dem Zfx™ Color Liquid allround.

Kursgebühr: € 290,- für zwei Personen, Kursdauer: 9 – 17 Uhr
Termine auf Anfrage unter +49 (0) 8131 / 33 244 - 0 oder office@zfx-dental.com

Das gesamte Kursprogramm von Zfx finden Sie online.

www.zfx-dental.com



Zahn success formula



„The Art of Shape“ Drei Bausteine für Ästhetik

Genial einfach: Zfx Dental definiert mit „The Art of Shape“ eine anspruchsvolle Produktlinie für die Herstellung hochästhetischer Restaurationen aus Zirkondioxid.

Effizient und hochästhetisch – diese Begriffe stehen ab jetzt nicht mehr konträr zueinander, denn Zfx präsentiert einen innovativen Weg zur Herstellung von Zirkondioxid-Restaurationen. Zfx Dental gehört zu den Pionieren der digitalen Fertigung. Mit seinen Ideen setzt das Unternehmen immer wieder Akzente. Die jüngste Entwicklung ist die Produktlinie „The Art of Shape“. Mit nur drei Bausteinen gelangen Zahntechniker zu einer hochwertigen ästhetischen Versorgung.





① Konstruieren

Die neue **Zfx™ Zahnform-Bibliothek** bildet die optimale Basis für die zeitsparende, anatomisch-funktionelle und ästhetische Konstruktion von Frontzähnen. Diese wird als Upgrade in die CAD-Software integriert und steht für alle Indikationen und Materialien zur Verfügung. Zfx hat drei verschiedene Sets entwickelt. Abgestimmt auf die validierten Beziehungen zwischen Zahn- und Gesichtsform sind die virtuellen Zahnmodelle den Gesichtstypen quadratisch, dreieckig und oval zugeordnet.



② Fräsen

Das neue **Zfx™ BionX²** bildet den nächsten Baustein auf dem Weg zur ästhetischen Restauration: so lichtdurchlässig wie Vollkeramik, so stabil wie Zirkon. Die Hochleistungskeramik (Typ II, Klasse 5) beeindruckt mit einer bis dato nicht erreichten Lichttransmission. Dieses hochtransluzente Zirkondioxid ist perfekt geeignet für die Herstellung von anatomisch reduzierten Gerüsten, vollanatomische Kronen und Brücken (dreigliedrig) sowie für Inlays, Onlays und Veneers.



③ Fertigstellen

Der dritte Baustein von „The Art of Shape“ ist das **Zfx™ Color Liquid allround**. Die Färbeflüssigkeit ist ideal für das Individualisieren monolithischer Restaurationen aus Zirkondioxid. Außerdem kann mit Zfx™ Color Liquid allround das zu verblende Gerüst zur farbragenden Basis werden.

Auch als Set erhältlich!

